

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2026

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Đức Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Dịch vụ di chuyển và lắp đặt máy hấp nhiệt độ cao, máy sấy khô, máy tiệt khuẩn lạnh, Với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Đức Giang, Địa chỉ: Số 54, phố Trường Lâm, Phường Việt Hưng, TP Hà Nội.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đ/ c Vũ Cường, Phó Trưởng phòng VTTB, ĐT: 0914864168 hoặc số 024 38711751 để được hỗ trợ
- Cách thức nhận báo giá:
  - Nhận trực tiếp tại bộ phận Văn thư Bệnh viện - Tầng 1- Tòa A- BVĐK Đức Giang.
  - Nhận qua email: + bvdkgd@hanoi.gov.vn  
+ cuongvu.ducgiang@gmail.com.
- Thời hạn nhận báo giá: từ 08h ngày 13 tháng 4 năm 2026 đến trước 17 h ngày 23 tháng 4 năm 2026

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2026

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

#### 1. Danh mục hàng hóa:

TT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Nội dung yêu cầu dịch vụ sửa chữa
1	Tháo dỡ, chuyển máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao từ khoa kiểm sát nhiễm khuẩn ra khu nhà tạm lắp cho máy chạy. Sau khi sửa chữa khu mới lắp đặt lại tại vị trí mới	Cái	01	- Lắp đặt đường nước cấp - Lắp đặt đường nước thoát - Đấu nối máy, kiểm tra cho máy hoạt động.

	-Model: MSG.B(600L) -Hãng sản xuất: Weigao Medical -International Co., Ltd			
2	Tháo dỡ, chuyển máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao từ khoa kiểm sát nhiễm khuẩn ra khu nhà tạm và lắp đặt lại tại vị trí mới. -Model:TC 750 -Hãng :Med source/ Đà Loan	Cái	01	-Lắp đặt đường nước cấp -Lắp đặt đường nước thoát -Đầu nối máy,kiểm tra cho máy hoạt động.
3	Tháo dỡ, chuyển máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao từ khoa kiểm sát nhiễm khuẩn ra khu nhà tạm lắp cho máy chạy.Sau khi sửa chữa khu mới lắp đặt lại tại vị trí mới. -Model: vsc360 -Hãng sản xuất: Person Medical	Cái	01	-Lắp đặt đường nước cấp -Lắp đặt đường nước thoát -Đầu nối máy,kiểm tra cho máy hoạt động.
4	Tháo dỡ, chuyển máy hấp nhiệt độ thấp từ khoa kiểm sát nhiễm khuẩn ra khu nhà tạm và lắp đặt lại tại vị trí mới. -Model: PlazMax P160-1R -Hãng sản xuất: TUTTNAUER	Cái	01	-Đầu nối máy,kiểm tra cho máy hoạt động.
5	Tháo dỡ, chuyển máy sấy công nghiệp từ khoa kiểm sát nhiễm khuẩn ra khu nhà tạm và lắp đặt lại tại vị trí mới. -Model: PT120EREM1B2G01 - Hãng sản xuất: Primus	Cái	02	-Đầu nối đường điện cho máy -Lắp đặt ống thoát hơi nóng -Cân chỉnh,vệ sinh,máy cho máy hoạt động tốt.
6	Tháo dỡ, chuyển máy sấy công nghiệp từ khoa kiểm sát nhiễm khuẩn ra khu nhà tạm và lắp đặt lại tại vị trí mới. -Model: UT120ERMM2S1WOZ -Hãng sản xuất: Unimax	Cái	01	-Đầu nối đường điện cho máy -Lắp đặt ống thoát hơi nóng -Cân chỉnh,vệ sinh,máy cho máy hoạt động tốt.



2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản: Tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang
3. Thời gian giao hàng dự kiến: ≤ 30 ngày


4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng, Thanh toán chuyển khoản sau khi thực hiện hợp đồng và đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Các thông tin khác (nếu có): Đơn vị sửa chữa phải đáp ứng theo quy định của pháp luật. Báo giá là giá đã bao gồm các loại thuế phí. *AB*

Trân trọng cảm ơn!

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VTTB(V.Cường).



**Đỗ Đình Tùng**

